



Hogar confort
COJÍN MEMORY








Imágenes no contractuales

Cojín Moldeado con descarga del cóccix en material visco elástico. para usuarios con peso hasta 200 kg.

El material visco elástico de **MEMORY** favorece la inmersión de las partes del cuerpo en contacto con el soporte, para reducir los valores máximos de presión y evitar los deslizamientos hacia delante contando con protección integral con una parte inferior antideslizante.

Descripción de producto	Referencia
Cojín viscoelástico	MEMORY


Especificaciones técnicas	
Tallas	16
Alturas	3
Funda	Si, 2
Composición funda parte superior	Protección integral en Promust PU (tejido elástico revestido con poliuretano) color negro en la parte superior y color gris en la parte inferior y laterales.
Composición funda parte inferior	Antideslizante en tejido PU/PVC
Composición cojín	E s p u m a m o l d e a d a viscoelástica
Densidad de la espuma	Densidad de 80 kg/m ³ .
Peso paciente	30 a 200 kg.

Lavado	
Temperatura	Máximo 90° 
Lejía	Menor de 5000 ppm. 
Planchar	No admite planchar 
Secado a maquina	Tolera secadora 
Lavado en seco	No lavable 
Funda de protección compatible con los productos detergentes-desinfectantes de uso hospitalario.	

Garantía	
El periodo de garantía es de tres años en el cojín, a contar desde la fecha de compra. Esta garantía no cubre el desgaste normal del producto y no sustituye a las garantías legales. Rogamos contactar con el departamento de calidad de la empresa en caso de incidencia para resolverla.	
Normativa ignición	EN 597-1 / EN 597-2

Posibles desviaciones en medidas y pesos de hasta (25 mm y 0,2 kg).


Descarga del cóccix disminuyendo el riesgo de escaras. Reducción mínima del riesgo de escaras al nivel de la zona isquiática (altura > a 6cm).



Sistema de medida XSENSOR

- Confort
- Abducción de la cadera. Rotadores externos.

- Prevención de úlceras de decúbito sacro coxígeas. Descarga de cóccix.



- Mejora de las transferencias. Aumento del radio.

- Refuerzo de la prevención de las escaras isquiáticas. Descarga de cóccix. Grosor > 6 cm

- Reducción del riesgo de caída. Inclinación del asiento.

Medidas estándar

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	ANCHO (cm)	LARGO (cm)	ALTO (cm) Mín. / Máx.*	PESO PACIENTE Kg
Perfilado estándar	VCAG4343	43	43	6 / 9	30 a 100
	VCAG4544	45	44	6 / 9	30 a 120
Tope de apoyo pélvico	VCAG4544BP	45	44	6 / 9	30 a 120

*

Altura mínima.
Altura del cojín en fondo de perfil.

Altura máxima.
Altura total del cojín.

Sujeto a cambios técnicos

Comprometidos con su Salud y Bienestar

Calle Río Sil, 6, 29196 Málaga – Parque Industrial Trévez (Málaga)


Pensando en las Personas