



Productos de higiene
COTTON 90



Imágenes no contractuales

Empapador sanitario COTTON 90 de elevada durabilidad tiene 5 capas que lo convierte en uno de los empapadores más absorbentes que existen. Con sus 5 capas le otorgan una capacidad de absorción de 4,65 l/m².

Este empapador tiene el certificado **OEKO-TEX®** que asegura que los textiles empleados en la elaboración del producto están completamente libres de cualquier tipo de sustancia nociva o perjudicial para la salud.

Descripción de producto	Referencia
Empapador sanitario	COTTON 90

Especificaciones técnicas

Ancho x alto	90 x 85 cm.
Absorción de líquidos	4,65 litros / m ² .
Multicapa	Si, 5
Alas	Si, 2
Asas	Opcional
Peso	0.75 Kg.
Medidas empaquetado	35 x 27 x 10 cm.

Propiedades

Absorbente	Si
Impremeable	Si


Lavado

Temperatura	Máximo 90°	
Lejia	No utilizar	
Planchar	No planchar	
Secado a maquina	SI, baja temperatura	
Lavado en seco	No lavar	

Normativa

Certificado	OEKO-TEX®
-------------	-----------

Posibles desviaciones en medidas y pesos de hasta (25 mm y 0,2 kg).




OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
20190K1680 AITEX



Certificado OEKO-TEX® que asegura que los textiles empleados en la elaboración del producto están completamente libres de cualquier tipo de sustancia nociva o perjudicial para la salud.

EMPAPADOR SANITARIO




Transpirable



Impermeable



Multicapa




Lavable max. 90° C



No planchar



No emplear lejia



Absorción 4,65 l/m²

Sujeto a cambios técnicos

Comprometidos con su Salud y Bienestar

Calle Río Sil, 6, 29196 Málaga – Parque Industrial Trévez (Málaga)

360° IPSO
MEDICAL
Pensando en las Personas