



Sistemas de sujeción CINTURONES



Cinturón perineal



Cinturón abdominal
para silla / sillón



Cinturón abdominal para cama 90

Estos cinturones están diseñados para proporcionar soporte y seguridad adicionales para aquellas personas que tienen problemas de movilidad ofreciendo soluciones a problemas de inestabilidad causados por disminuciones funcionales físicas o psicológicas.

Evita que el paciente se incline, se deslice o sufra una mala postura. Ofrece una sujeción firme y cómoda en la zona abdominal con cierre de seguridad en la parte posterior para evitar que el paciente lo abra por sí mismo.

Descripción de producto

Cinturón abdominal para silla / sillón


Especificaciones

Tallas	12 y 15 cm.
Composición acolchado	20% antelina (100% poliéster) 20% velur (100% poliamida) 60% de espuma
Composición transpirable	20% antelina (100% poliéster)
Composición correas	100% polipropileno
Cierre	Hebillas
Lavado	

Garantía

El periodo de garantía es de dos años a contar desde la fecha de compra. Esta garantía no cubre el desgaste normal del producto y no sustituye a las garantías legales. Rogamos contactar con el departamento de calidad de la empresa en caso de incidencia para resolverla.

Ofrece soluciones a problemas de inestabilidad causados por disminuciones funcionales físicas o psicológicas. Evita que el paciente se incline, se deslice o sufra una mala postura. Ofrece una sujeción firme y cómoda en la zona abdominal con cierre de seguridad en la parte posterior para evitar que el paciente lo abra por sí mismo.



Descripción de producto

Cinturón abdominal para cama 90


Especificaciones

Tallas	S / M / L
Composición acolchado	20% antelina (100% poliéster) 20% velur (100% poliamida) 60% foam.
Composición lona	75% algodón 25% poliéster.
Composición polipropileno	100% polipropileno
Cierre	Hebillas
Lavado	

Garantía

El periodo de garantía es de dos años a contar desde la fecha de compra. Esta garantía no cubre el desgaste normal del producto y no sustituye a las garantías legales. Rogamos contactar con el departamento de calidad de la empresa en caso de incidencia para resolverla.

Inmovilización total de la cintura. Previene caídas con inmovilización parcial del cuerpo enfocado en la zona del abdomen. Se permite la lateralización del usuario y, en caso de que se desee inmovilizar al usuario boca arriba se dispone de dos cintas de polipropileno para proceder a la fijación.



Descripción de producto

Cinturón perineal


Especificaciones

Tallas	- cm.
Composición acolchado	20% antelina (100% poliéster) 20% velur (100% poliamida) 60% de espuma.
Composición transpirable	100% poliéster.
Composición correas	100% poliuretano.
Cierre	Hebillas
Lavado	

Garantía

El periodo de garantía es de dos años a contar desde la fecha de compra. Esta garantía no cubre el desgaste normal del producto y no sustituye a las garantías legales. Rogamos contactar con el departamento de calidad de la empresa en caso de incidencia para resolverla.

El cinturón perineal para silla o sillón ofrece soluciones a problemas de inestabilidad causados por disminuciones funcionales físicas o psicológicas. Evita que el paciente se incline, se deslice o sufra mala postura. Ofrece una sujeción firme y cómoda en el área perineal con cierre de seguridad en la parte posterior para evitar que el paciente lo abra por sí mismo.



Posibles desviaciones en medidas y pesos de hasta (25 mm y 0,2 kg).

Sujeto a cambios técnicos

Comprometidos con su Salud y Bienestar

Calle Río Sil, 6, 29196 Málaga – Parque Industrial Trévez (Málaga)

360° IPSO MEDICAL
Pensando en las Personas